



# Leistungsbeschreibung Wärme-, Brut- und Kühlbrutschränke, CO<sub>2</sub>-Inkubatoren

Wartung und Prüfung gemäß DIN EN 12880 und Herstellerangaben

## Standard-Leistungen :

- Optische Begutachtung des Gerätezustandes, Aufstellungsortes und der Umgebungsbedingungen
- Überprüfung der Sicherheits- und Alarmeinrichtungen
- Elektrische Prüfung nach BGV A3
- Kontrolle und ggf. Austausch der Verschleißteile (Dichtungen, Verschlüsse)
- Überprüfung des Heizungssystems und ggf. des Kühlsystems
- ggf. Justierung des Temperaturfühlers
- Protokollierte Messung einer Temperatur

## Optionen bei Geräten mit Kühlung :

- Überprüfung und Wartung des Kühlsystems

## Optionen CO<sub>2</sub>-Inkubatoren :

- Überprüfung und Reinigung des CO<sub>2</sub>-Messkreislaufes, ggf. Austausch der Filter im Messkreislauf
- Kontrolle der CO<sub>2</sub>-Anzeige und-Regelung
- Protokollierte Messung des CO<sub>2</sub>-Wertes

## Dokumentation :

- Servicebericht
- Wartungs- / Prüfprotokoll
- Prüfaufkleber mit Angabe des nächsten Wartungstermins
- ggf. Eintragung in das Gerätebuch

Der Austausch von Verschleiß- und/oder Ersatzteilen wird gesondert berechnet