



# Leistungsbeschreibung Zentrifugen

Wartung und Prüfung gemäß BGR 500 und Herstellerangaben

## Standard-Leistungen :

- Optische Begutachtung des Gerätezustandes, Aufstellungsortes und der Umgebungsbedingungen
- Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen insbesondere der Deckelverriegelung und der Warneinrichtung
- elektrische Prüfung nach BGV A3
- Überprüfung der antriebsrelevanten Bauteile auf Zustand und Funktion
- ggf. Austausch von Verschleißteilen (Aufhängungen, Dichtungen, Dämpfer)
- Durchführung eines Probelaufes
- Messung der Drehzahl

## Optionen bei Geräten mit Kühlung :

- Überprüfung und Wartung des Kühlsystems

## Dokumentation :

- Servicebericht
- Wartungs- / Prüfprotokoll
- Prüfaufkleber mit Angabe des nächsten Wartungstermins
- ggf. Eintragung in das Gerätebuch

Der Austausch von Verschleiß- und/oder Ersatzteilen wird gesondert berechnet